



超快PAGE凝胶制备试剂盒

Cat.NO.: ZD304C

产品组成:

试剂盒组成	ZD304C (125次)	货号规格
分离胶A液(2×)	250ml	ZD304C-8 可制备125块8%的mini胶 (0.75mm) ZD304C-10 可制备125块10%的mini胶 (0.75mm) ZD304C-12 可制备125块12%的mini胶 (0.75mm) ZD304C-15 可制备125块15%的mini胶 (0.75mm)
分离胶B液(2×)	250ml	
浓缩胶A液(2×)	80ml	
浓缩胶B液(2×)	80ml	
AP促凝剂	10ml	
蓝色染料	1ml	
说明书	一份	

产品简介:

本产品为制备SDS-PAGE凝胶的预混配方, 无需复杂配制, 只需要1:1添加, 再加入聚合催化剂--AP促凝剂溶液, 即可凝胶。配胶过程中无需额外添加有臭味的TEMED, 环保绿色。浓缩胶可以添加染料, 使上样孔更清晰, 方便点样。制备的凝胶与传统Tris-甘氨酸电泳液完美兼容, 且电泳方法一致。

储存条件:

室温保存一年; 室温运输。

AP促凝剂: 收到为固体粉末, 使用时需加入10ml去离子水溶解, 溶解后可放4℃, 3个月内有效; 若长期保存, 可分装成0.5ml或一天内使用量小管于-20℃保存, 一年内有效。促凝剂粉末可以室温长期保持, 潮解会完全失活, 务必密封保存。

产品特点:

简单快速: 无需复杂配制, 只需要1:1添加即可。

避免异味: 无需使用TEMED。

制作流程: (以一块 0.75/ 1.0/ 1.5 mm 的 mini 胶为例)

A 准备: 清洗并组装好制胶槽

B 制备分离胶

1. 等体积混合: 取等体积 分离胶A液 和 分离胶B液, 即各 2/ 3/ 4 ml, 共4/6/8ml胶;
2. 加入聚合催化剂: 按1/100比例加入40/ 60/ 80 μl 的 AP促凝剂溶液, 混匀;
3. 灌胶: 将混合溶液注入制胶玻璃板中 (注意: 请勿全部注入, 可留少许以判断凝胶状态), 加入适量水或醇 (如异丙醇、正丁醇等) 覆盖于下层胶之上;

C 制备浓缩胶

1. 待分离胶凝固后, 倒去上层水或醇; 注意: 当水 (醇) 和胶之间有一条折射线时, 说明胶已凝固。
2. 等体积混合: 取等体积 浓缩胶A液 和 浓缩胶B液 混匀, 即取两种溶液各 0.5/ 0.75/ 1 ml。
3. 浓缩胶添加染料 (可选步骤): 加入1/1.5/2ul染料, 混匀。(此蓝色染料为小分子染料, 电泳过程中会随之迁移, 位置在溴酚蓝下方, 实验验证不会影响电泳和后续实验)
4. 加入聚合催化剂: 按1/100比例加入 10/ 15/ 20 μl 的 AP促凝剂溶液, 混匀。
5. 灌胶: 注入制胶玻璃板中, 插入梳齿;
6. 待上层胶凝固后, 拔去梳齿即可用于电泳。注意: 请尽量使用新鲜配制的电泳缓冲液。

凝胶电泳：

使用Tris-甘氨酸电泳液，推荐电泳条件：设定电压80V，电泳约30分钟，样品进入分离胶后，调整电压至120V，约1小时后，样品电泳至凝胶底部，停止电泳。

常见问题及解决办法：

常见问题	可能的原因	建议解决办法
1、凝胶速度太快	AP促凝剂用量过多	客户可根据实际情况调整AP促凝剂用量
2、凝胶速度慢或不凝固	①AP促凝剂失效 ②凝胶过程中频繁晃动	①可增加AP促凝剂用量，当增加AP促凝剂用量后，凝胶时间仍超过30min，建议更换AP促凝剂 ②凝胶过程中不要晃动凝胶模具
3、浓缩胶和分离胶界面不齐	①灌完分离胶后没有封边 ②凝胶模具具有轻微漏胶	①灌完分离胶后要用水或醇封边 ②制胶前检测模具是否漏水
4、分离胶凝固后高度变低	①凝胶模具底部漏胶 ②封边用的水或醇体积过多	①制胶前检测模具是否漏水 ②用0.5-1ml体积的水或醇封边，勿多用
5、条带呈笑脸状	①胶中心部分凝固不完全 ②电泳电压过大	①延长凝固时间，表面凝固不代表中间凝固 ②电泳电压一般推荐为80-120v
6、条带拖尾或有竖向纹理	样品溶解不完全，有不溶颗粒 或样品中盐离子成分过多	上样前将样品离心，或将蛋白透析后再电泳
7、蛋白有横向扩散	蛋白上样量过大	降低上样量