



超纯 dNTP Mixture (2.5mM each)

Catalog # ZT 301

目录编号	产品名称	产品规格	包装单位
■ ZT301-1	超纯dNTP Mixture	2.5mM each	1mL
□ ZT301-2	超纯dNTP Mixture	2.5mM each	5×1mL

Store at -20 °C

LOT#3-6SH

产品简介:

本产品纯度为99%。高纯度的脱氧核糖核苷酸 (dNTPs) 保证了PCR扩增、cDNA的合成的完美高效率。经严格的质量检测不含有RNase和DNase。

产品组成:

dNTPs (2.5mM each) :是dATP,dGTP,dCTP,dTTP的等摩尔混合物,可作为DNA聚合酶的底物使用。进行PCR反应时,不用稀释即可直接使用。用于PCR的标准使用量是每50ul反应液用 4ul (终浓度为各200uM)。

产品特点:

- 可靠: 经过检测的脱氧核苷酸确保所有本公司的耐热聚合酶均有满意的结果
- 高纯: dNTPs纯度均达到99%以上,不含有RNase和DNase。