



ZOMANBIO

Order: 010-62617225
Technical: 010-62979301
Email: zomanbio@126.com

本产品仅供科研使用,请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

dGTP 100mM solution

Catalog# ZT305

目录编号	产品名称	包装单位
■ ZT305	dGTP 100mM solution	0.25ml

批次号: #BC12SH

Store at -20 °C

形态:

溶液

产品简介:

HPLC检测 (C18柱) : 大于99.5%。

经检测确认,用于PCR反应时扩增良好。

经检测确认,不含有RNase、DNase。

注意事项:

- 长期储存(非频繁使用; 每月1-2次): -70°C
- 每天或每周使用: -20°C
- 尽量避免多次冻融,切勿暴露在温度波动较大之处(温度波动对产品的稳定性有较大影响)。