



ZOMANBIO

Order: 010-62617225
Technical: 010-62979301
Email: zomanbio@126.com

本产品仅供科研使用, 请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

版本号: 2025-05-13

高浓度双链 DNA

High-concentration double-stranded DNA

Cat.NO. ZS110

目录编号

- ☐ ZS110-1
- ☐ ZS110-2
- ☐ ZS110-3

产品名称

高浓度双链 DNA
高浓度双链 DNA
高浓度双链 DNA

包装单位

1ml
1ml×5
1ml×100

储存: -20℃ 保存二年。

检测:

- 1% 琼脂糖凝胶电泳: 片状分布于 100bp-1K 之间。
2. 稀释 300 倍后用 biospec-1601 仪器检测结果为:

OD260	OD280	OD260/OD280
0.920	0.462	1.99

结果:

DNA 浓度为: $0.920 \times 300 (\text{稀释倍数}) \times 50 = 13.8 \text{mg/ml}$ 纯度: 98%

ZOMANBIO