



ZOMANBIO

Order: 010-62617225
Technical: 010-62979301
Email: zomanbio@126.com

本产品仅供科研使用. 请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

版本号:2026-04-07

多形汉逊酵母菌株 Ogataea polymorpha

Cat.NO. ZK8126

目录编号

■ ZK8126

产品名称

多形汉逊酵母菌株

包装单位

0.3ml

传代次数: 为保证菌株特性的稳定, 传代不可超过3代以上。

储存: -80°C 一年有效。

产品介绍:

<-S. Windisch, Ha-1301<-CBS <-A.C. Batista. Soil; Brazil,Pernambuco. Type strain of *Hansenula polymorpha*. Sequence accession no. 18S rRNA gene: F3914915, 26S rRNA gene:FJ914932. Produces acetone reductase (4520), alcohol dehydrogenase (4520), alcohol oxidase (4519), dihydroxyacetone reductase (4520). (Medium 186, 25°C).

基本信息:

其他编号:ATCC 34438,CBS 4732,IFO 1476,NCYC 1457.NRRL Y-5445,NBRC 1476,JCM 3621

抗性:无

培养基:YM培养基

菌株类型:酵母菌

培养条件:25-28°C

保存方式:20%甘油, -80°C

使用方法:

建议超净台内划线涂板, 得到单克隆后再进行其他实验操作, 避免杂菌污染。

注意事项:

- 1.本产品仅可用于实验室研究, 不能用于动物, 人体以及作为食品添加剂等用途。
- 2.为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3.使用甘油菌时可不完全融解, 在甘油菌表面蘸取少量涂布固体琼脂平板即可, 也可完全融解后使用, 但随着冻融次数的增加, 菌株的活力会逐渐下降。